

Багатофункціональний пристрій для видалення волосся AI01

Інструкція користувача

Вступ продукту

Багатофункціональний пристрій для видалення волосся є інноваційним косметичним продуктом, який може ефективно та безпечно видаляти небажане волосся на тілі, робити шкіру гладкою та покращувати сліди від акне. Він використовує технологію інтелектуального імпульсного світлового випромінювання і поєднує кілька застосувань оптичної технології у сфері краси та здоров'я, будучи одним із найпрофесійніших і найпрактичніших продуктів у цій галузі.

Будь ласка, уважно прочитайте інструкції перед використанням

Основна мета при розробці епіляторів — забезпечення комфорту та безпеки користувача. Усі продукти виготовлені відповідно до найвищих стандартів якості. Будь ласка, прочитайте та зрозумійте всі інструкції з експлуатації, заходи безпеки та попередження перед використанням.

Придатні користувачі

Епілятор є пристроєм для самостійного використання, підходить як для чоловіків, так і для жінок, щоб видаляти небажане волосся.

Придатні відтінки шкіри

Ніколи не використовуйте на темній шкірі. Для коричневої шкіри, будь ласка, починайте з найнижчого режиму швидкості та регулюйте налаштування відповідно до ваших больових відчуттів.

Заходи безпеки

1. Протипоказання

Цей продукт не призначений для використання:

- дітьми, людьми похилого віку, а також людьми з місцевим або системним запаленням;
- людьми, які мають світлочутливу шкіру або приймають фоточутливі ліки;

- людьми з кардіостимуляторами чи іншими імплантованими електронними медичними пристроями;
 - або тими, хто підтримує життя за допомогою пристроїв життєзабезпечення, таких як ЕСМО.
-

2. Застереження

1. Вагітним жінкам, дітям віком менше ніж 11 років, людям із родимками або татуюваннями заборонено використовувати пристрій.
Не рекомендується для людей, які засмагають або користуються солярієм чи засобами для автозасмаги. Якщо ви не впевнені, чи шкіра засмагла або обгоріла, зачекайте день для відновлення перед використанням пристрою.
 2. Не використовуйте епілятор безпосередньо на татуювання, темно-коричневі плями чи чорні родимки, інакше вони можуть поглинати занадто багато світла та викликати дискомфорт шкіри.
 3. Ніколи не використовуйте на ділянках навколо вух, шиї, сосків, статевих органів або ануса, оскільки ці ділянки є більш чутливими та вразливими до травм.
 4. Не тримайте епілятор в одній зоні надто довго або не випромінюйте багаторазово спалахи в одному місці. Це може створювати надлишкове тепло та викликати дискомфорт шкіри. Якщо виникають алергічні реакції, такі як почервоніння, набряк або свербіж, і вони тривають більше ніж 24 години — припиніть використання та зверніться до лікаря або в сервісну підтримку.
-

3. Попередження

1. Через наявність високовольтних схем усередині пристрою, будь ласка, не розбирайте його без дозволу.
 2. Не закривайте вентиляційний отвір під час використання.
 3. Тримайте подалі від води або вологи.
 4. Ніколи не використовуйте епілятор, якщо вилка або кабель живлення пошкоджені.
 5. Ніколи не використовуйте епілятор у легкозаймистому або вибухонебезпечному середовищі.
-

4. Безпечна експлуатація

1. Під час спалаху заборонено направляти світло в очі або інші вразливі частини тіла, і необхідно носити захисні окуляри.
2. Перед використанням пристрою зніміть усі металеві предмети, такі як кільця чи браслети, щоб уникнути несправностей.
3. Використовуйте пристрій подалі від дітей і тримайте його поза їх досяжністю після застосування.

Придатні ділянки тіла

Лінія росту волосся

Щоки

Область над губою

Спина

Пахви

Груди

Руки

Живіт

Лінія бікіні

Стегна

Гомілки

Опис екрану дисплея

На екрані відображаються такі функції та параметри:

Позначення	Функція
HR	Видалення волосся
SC	Омолодження шкіри
RA	Усунення акне
AUTO	Автоматичний режим спалаху
Великі цифри 1–9	Інтенсивність світлової хвилі

Тест на чутливість шкіри

Якщо ви використовуєте цей продукт уперше, будь ласка, виберіть невелику ділянку для тесту на чутливість шкіри згідно з такими вимогами:

1. Ознайомтеся з наведеними нижче кроками ввімкнення.
 2. Виберіть першу або другу швидкість.
 3. Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації та застосовуйте пристрій на вибраній ділянці шкіри.
 4. Через 30 хвилин після тесту перевірте реакцію шкіри.
 5. Якщо шкіра в нормі — ви можете продовжити використання. Якщо реакція ненормальна, припиніть застосування.
 6. Тримайте пристрій подалі від дітей і не залишайте в зоні їх досяжності після використання.
-

Як користуватися пристроєм для видалення волосся

1. Перед використанням поголіть волосся в зоні обробки, очистіть шкіру та висушіть її. Переконайтесь, що волоссяні фолікули під шкірою здатні поглинати максимальну кількість енергії для досягнення оптимального результату.
 2. Підключіть адаптер живлення, увімкніть пристрій і надіньте захисні окуляри, що входять у комплект. Підсвічування екрана означає, що пристрій увімкнений, але стан «Вимкнено».
 3. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд — пристрій запуститься. Перевірте поточний робочий стан на екрані.
 4. Натисніть кнопку перемикання функцій і виберіть режим видалення волосся, коли на екрані з'явиться HR.
 5. Пристрій має 9 рівнів інтенсивності світлової хвилі. Коротке натискання кнопки живлення змінює рівень. При першому використанні починайте з 1 рівня і поступово підвищуйте відповідно до власних відчуттів. Чим вищий рівень, тим кращий результат.
-

Налаштування світла

- **Ручний режим світла** (для невеликих ділянок):
За замовчуванням використовується ручний режим — спалах відбувається лише після натискання кнопки спалаху.
 - **Автоматичний режим світла** (для великих ділянок):
Після увімкнення пристрою натисніть і утримуйте кнопку спалаху — пристрій перейде в автоматичний режим.
Просто тримайте головку пристрою вертикально до шкіри — він автоматично випромінюватиме світло.
7. Прикладіть лампову насадку до оброблюваної ділянки та використовуйте вертикально.
 - (1) У ручному режимі дочекайтесь, поки на екрані блимає індикатор, і натисніть кнопку спалаху, щоб зробити один імпульс. Переміщуйте лампу на наступну ділянку, тримаючи її близько до шкіри. Для кожної ділянки рекомендується 2–3 спалахи.
 - (2) В автоматичному режимі тривале натискання кнопки спалаху означає, що зона покрита, і пристрій продовжить роботу, поки головка рухається по шкірі.

Порада: у автоматичному режимі головка повністю притиснута до шкіри і може безперервно спалахувати протягом 8 секунд.

8. Після завершення процедури натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд для вимкнення пристрою. Якщо пристрій не використовується протягом 5 хвилин, він автоматично вимикається.
 9. Вийміть адаптер із розетки.
-

Після процедури

10. Через десять хвилин дайте поверхні лампи охолонути, потім протріть її неалкогольною вологою серветкою або м'яким паперовим рушником.
 11. Після очищення покладіть пристрій і адаптер у коробку та зберігайте у сухому вентильованому місці, подалі від дітей.
 12. Через 20 хвилин після процедури можна нанести зволожувальний засіб для відновлення шкіри. Якщо відчувається дискомфорт, прикладіть холодний компрес на 30–60 хвилин, доки шкіра не перестане пекти.
-

Увага

1. Після епіляції нанесіть гель алое вера або подібний зволожуючий крем. Не використовуйте агресивні косметичні засоби одразу після процедури.
 2. Переконайтеся, що ділянка чиста. Рекомендується мити оброблену зону холодною кип'яченою водою. Не торкайтеся води протягом 2 годин після процедури. Засмагання, гарячі ванни, сауна — заборонені протягом 48 годин.
 3. Уникайте сонячного проміння протягом 2 годин після процедури, використовуйте сонцезахисний крем перед виходом надвір.
 4. Не плавайте в басейні протягом 48 годин після епіляції.
 5. Не натискайте кнопку спалаху безперервно — достатньо 2–3 спалахів на ділянку. Лампа повинна щільно прилягати до шкіри.
 6. Пристрій не повинен працювати понад 25 хвилин безперервно. Якщо зона велика, робіть перерви — після 10 хвилин використання вимкніть пристрій, дайте йому відпочити 10 хвилин і продовжуйте.
-

Цикл використання

Волосся має певний цикл росту, тому короткочасне використання не дає постійного результату. Повний курс становить 2–6 місяців.

- **Перший місяць:** використовуйте кожні 3–5 днів. Після процедур волосся стає тоншим і м'якшим.
 - **Другий місяць:** використовуйте раз на тиждень. Ріст волосся сповільнюється, значна частина більше не росте.
 - **Третій місяць:** використовуйте раз на 15 днів. Волоски випадають без чорних крапок, шкіра стає гладкою.
 - **Четвертий місяць:** використовуйте раз на 30 днів. До 96% волосся припиняє ріст, шкіра залишається ідеально гладкою.
-

Перемикання функцій

1. Для перемикання між функціями видалення волосся, догляду за шкірою та лікування акне одночасно натисніть кнопку живлення та кнопку спалаху. На екрані з'явиться HR, SC або RA.

2. Натисніть кнопку спалаху на 2 секунди, щоб перейти в автоматичний режим — на екрані з'явиться AUTO.
-

Технічні характеристики

- Тип джерела світла: інтелектуальне імпульсне світло
- Площа освітлення: 4 см²
- Розмір пристрою: 195×135×43 мм
- Вага пристрою: 0.3 кг
- Умови роботи: температура -20°C до +60°C, вологість 20–90%
- Живлення: 100–240 В, 50–60 Гц, <36 Вт
- Тип панелі керування: кнопки, що виступають
- Розмір упаковки: 265×265×65 мм
- Вага упаковки: 1.1 кг

Питання, що часто ставляться

Питання: Чи потрібно голити волосся перед кожним використанням?

Відповідь: Ні, гоління необхідне лише перед першим використанням. Після першого разу можна дочекатися, поки волосся відросте приблизно до 5 мм. Ви можете знову його поголити, якщо це впливає на ефективність використання.

Питання: Чому моє волосся не зникає одразу після використання?

Відповідь: Це пристрій для постійного видалення волосся. Для досягнення стійкого результату потрібно використовувати його протягом певного курсу. На початку ріст волосся сповільнюється та пригнічується, а за умови регулярного застосування цей пристрій змушує волоссяні фолікули «засинати», досягаючи ефекту постійного видалення волосся.

Питання: Чому я не отримав(ла) такого ж результату, як інші, або ефекту взагалі?

Відповідь: У людей різна фізіологія, товщина волосся та оброблювані ділянки шкіри, що може впливати на цикл дії пристрою. Середній результат може трохи відрізнятись залежно від індивідуальних особливостей.

Питання: Який рівень інтенсивності підходить?

Відповідь: Єдиного стандарту немає — усе залежить від вашої шкіри. Чим темніша шкіра, тим нижчий рівень потрібно використовувати. Починайте з найнижчого рівня. Чим вищий рівень, тим помітніший результат і коротший час обробки. Якщо рівень занадто низький, час обробки збільшується. Рекомендується проводити локальні тести на ділянці шкіри за 1–3 спалахи перед кожною процедурою. Обробку великих ділянок

проводьте лише після того, як переконаєтесь, що немає дискомфорту або подразнення на наступний день.

Питання: Це боляче?

Відповідь: Під час процесу видалення волосся світлові хвилі утворюють тепло, коли стикаються з меланіном волосся, що може спричиняти легке поколювання. Через різну чутливість і больовий поріг у кожної людини відчуття можуть відрізнятись. Рекомендується поступово підвищувати рівень інтенсивності, починаючи з найнижчого, відповідно до вашого поточного стану шкіри.

Питання: Як правильно голити? Які саме волоски потрібно збривати?

Відповідь: Зазвичай потрібно збривати волосся в зоні пахв, бікіні, на руках і ногах перед використанням. Ось способи, які полегшують процес гоління:

А. Використовуйте крем для гоління або м'який гель для душу, щоб змастити ділянку.

Б. Прикладіть гарячий рушник до ділянки гоління на кілька хвилин, потім обережно поголіть волосся після зняття рушника — це зробить гоління легшим.

Питання: Чому після використання з'являється запах паленого волосся?

Відповідь: Це тому, що волосся не було повністю збрите. Під час використання світлові хвилі реагують на меланін у волоссі, через що з'являється запах спаленого волосся. Це нормальне явище.

Питання: Я хочу швидше позбутися волосся. Чи можна використовувати пристрій щодня?

Відповідь: Не рекомендується використовувати пристрій щодня. У волосся є власний цикл росту. Дотримуйтеся нормального графіку: використовуйте пристрій раз на 3–5 днів протягом першого місяця, а потім поступово зменшуйте частоту, коли ріст волосся сповільнюється.