

Інструкція до продукту

Під впливом імпульсного світла певної довжини хвилі та ширини імпульсу, меланін у шкірі поглинає енергію та передає миттєве тепло до волосяного фолікула. Коли волосяний фолікул досягає певної температури, він входить у фазу спокою, через що волосся перестає рости та зрештою випадає. Нарешті, використовуючи пристрій приблизно протягом 8 тижнів або більше, можна досягти бажаних результатів.

Вступ до продукту

Багатофункціональний епілятор – це інноваційний косметичний продукт, який ефективно та безпечно видаляє небажане волосся на тілі, розгладжує шкіру та зменшує сліди від акне. Покращує сліди від акне.

Він використовує інтелектуальну технологію опромінення імпульсним світлом і поєднує її з оптичною технологією для догляду за шкірою, що робить його одним із найпрофесійніших і практичних продуктів у цій сфері.

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням

Кінцева мета епілятора – забезпечити комфорт і безпеку клієнта.

Будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції з експлуатації, заходи безпеки та попередження перед використанням.

Як працює IPL

Завдяки технології інтенсивного імпульсного світла, м'які світлові імпульси наносяться на шкіру та поглинаються коренем волосся. Чим світліша шкіра і темніше волосся, тим краще поглинаються світлові імпульси.

Світлові імпульси стимулюють волосяний фолікул перейти у фазу відпочинку. В результаті волосся природним чином випадає, а його повторний ріст запобігається.

Використовуйте 8 тижнів як повний курс лікування

- 1–4 тижні: 2 рази щотижня
 - 5–8 тижнів: 1 раз на тиждень
 - Після 8 тижнів: 1–2 рази на місяць
-

Технічні характеристики продукту

- Назва продукту: IPL пристрій для видалення волосся
 - Вхід і вихід адаптера: 100–240V, 50/60Hz, 12V/3A
 - Джерело світла: імпульсне IPL світло
 - Регулювання енергії: 9 рівнів
 - Робоча вологість: відносна вологість 30%–60%
 - Діапазон довжини хвиль: 600–1200 нм
 - Площа світлового вікна: 3 см²
 - Час імпульсу: 1–3 с
 - Робоча температура: 41–82,4°F (5–28°C)
 - Вага продукту: 245 г
 - Розмір продукту: 2936068 мм
-

Як користуватися

1. Перед кожним лікуванням збрийте волосся, щоб отримати кращі результати.
 2. Підключіть живлення.
 3. Одягніть захисні окуляри. (Не дивіться прямо на спалахи.)
 4. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій. (За замовчуванням – рівень 1.)
 5. Коротко натисніть кнопку живлення, щоб змінити рівень інтенсивності (рівні від 1 до 9).
 6. Тримайте спалахуюче вікно щільно притиснутим до шкіри під кутом 90°.
 7.
 - Натисніть кнопку спалаху, щоб випромінити світло.
 - Натисніть і утримуйте кнопку спалаху 3 секунди, щоб перемкнутися між автоматичним та ручним режимами.
 - Подвійне натискання кнопки спалаху – перемикає режимів HR/RA/SC.
 8. Переміщуйте пристрій по ділянках шкіри та поступово збільшуйте інтенсивність відповідно до ваших відчуттів.
 - Не використовуйте багаторазово на одній і тій же ділянці шкіри.
 9. Для вимкнення натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд. (Не від'єднуйте кабель живлення безпосередньо, не вимкнувши пристрій, щоб уникнути пошкодження.)
 10. Після процедури використовуйте косметичний засіб для догляду за шкірою. Уникайте прямого сонячного світла протягом 24 годин після використання.
-

Відповідні відтінки шкіри та кольори волосся для IPL

✓ Підходить:

- Світла шкіра
- Айворі (слонова кістка)
- Бежевий
- Світло-коричневий

✗ Не підходить:

- Чорна шкіра
 - Темно-коричнева шкіра
-

✓ Підходить:

- Чорне волосся
- Темно-коричневе волосся
- Середньо-коричневе волосся
- Світло-коричневе волосся

✗ Не підходить:

- Блондинисте волосся
 - Руде волосся
 - Біле або сиве волосся
-

Зони обробки та час

Для жінок: верхня губа, підборіддя, пахви, ноги, руки, зона бікіні.

Для чоловіків: груди, спина, руки, живіт, ноги.

- Обличчя — 1 хв
 - Пахви — 2 хв
 - Руки — 4 хв
 - Зона бікіні — 2 хв
 - Ноги — 8 хв
-

Поширені проблеми та рішення

- **Проблема:** Прилад або адаптер нагрівається
Рішення: Це нормальне явище, нічого робити не потрібно.
 - **Проблема:** Неможливо змінити інтенсивність
Рішення: Будь ласка, перезапустіть прилад.
 - **Проблема:** Прилад не випромінює світло
Рішення: Переконайтеся, що спалахуюче вікно щільно прилягає до шкіри під кутом 90°.
 - **Проблема:** З'являється почервоніння на шкірі
Рішення: Це нормальне явище, яке зникає самостійно.
-

Питання та відповіді

- **Чи можуть вагітні жінки та діти використовувати цей пристрій?**
Ні, використання не рекомендується.
- **Чи можна використовувати для видалення світлого волосся?**
Ні, IPL підходить для темного та каштанового волосся.
- **Чи потрібно голити волосся перед кожним застосуванням?**
Так, щоб отримати кращий ефект.
- **Чи можна використовувати на татуюваннях?**
Ні.
- **Як часто я повинен використовувати пристрій?**
1–4 тижні: 2 рази на тиждень
5–8 тижнів: 1 раз на тиждень
Після 8 тижнів: 1–2 рази на місяць
- **Чи можна використовувати для повного бікіні?**
Можна використовувати для класичного/глибокого бікіні, але не для повного Brazilian.